

Anti-Actn3 Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - Q08043

Artikelnummer: CM0003950



Einführung

Rekombinanter, monoklonaler Kaninchenantikörper gegen Alpha-Actinin-3 (ACTN3), geeignet für WB, IF-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte; detektiert ein 103 kDa Protein. Nützlich für die Analyse schneller Skelettmuskelfasern.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ACTN3 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ACTN3D; ACTN3
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	89
GeneID	89
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 700-800 des humanen ACTN3 (Q08043) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q08043
Proteingewicht	103kDa
Versand	Kühltasche