

Anti-Actn3 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q08043

Artikelnummer: CM0018607



Einführung

Hochwertiger, kaninchenpolyklonaler Anti-ACTN3-Antikörper für Western Blot, IHC-P und ELISA. Erkennt Alpha-Actinin-3 in Mensch, Maus, Ratte; erforscht die Aktin-Vernetzung in schnellen Skelettmuskelfasern.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ACTN3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ACTN3D; ACTN3
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	89
GeneID	89
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 580-630 von humanem ACTN3 (NP_001095.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q08043
Proteingewicht	103kDa
Versand	Eisbeutel