

Anti-Actr10 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Nz32

Artikelnummer: CM0017020



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes ACTR10 (Arp11) gerichtet ist, für WB- und ELISA-Anwendungen. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Dynein/Dynactin-Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ACTR10 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Arp10; Arp11; ACTR11; HARP11; ACTR10
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	55860
GenID	55860
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 218-417 von humanem ACTR10 (NP_060947.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NZ32
Proteingewicht	46kDa
Versand	Eisbeutel