

Anti-Actrt3 Poliklonale Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Byd9

Artikelnummer: CM0016980

Einführung

Kaninchen-poliklonale Antikörper gegen humanes ACTRT3, validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte, detektiert eine Bande von 41 kDa. Für die Erforschung von Zytoskelett- und Kernproteinen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ACTRT3 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	ARPM1, ARP-T3, ACTRT3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	84517
Gen-ID	84517
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-130 von humanem ACTRT3 (NP_115876.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BYD9
Proteinmasse	41kDa
Versand	Eispackung