


Anti-Acvr1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (Pab) Für Wb, Elisa - Q04771

Artikelnummer: CM0026869



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ACVR1 (Activin-Rezeptor Typ-1, ALK2) für Western Blot (WB) und ELISA. Immunogen: rekombinantes Protein (aa 20-125). Erkennt humanes und murines ACVR1. Ideal für die BMP-Signalweg- und Entwicklungsbiologie-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ACVR1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FOP; ALK2; SKR1; TSRI; ACTRI; ACVR1A; ACVRLK2; ACVR1
Spezies	Human
GeneID (Human)	90
GeneID	90
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 20-125 des humanen ACVR1 (NP_001096.1) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q04771
Protein-Gewicht	57kDa
Versand	Eisbeutel