

Anti-Acvr1B Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P36896

Artikelnummer: CM0006892



Einführung

Hochwertiger kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes ACVR1B (Aktivin-Rezeptor Typ-1B, ALK4). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA-Anwendungen. Zeigt Kreuzreaktivität mit Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung des Aktivin-Signalwegs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ACVR1B Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ALK4; SKR2; ACTRIB; ACVRLK4; ACVR1B
Spezies	Human
GeneID (human)	91
GeneID	91
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem ACVR1B (P36896) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P36896
Proteingewicht	57kDa
Versand	Eisbeutel