

Anti-Acvr1B Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P36896

Artikelnummer: CM0028931



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes ACVR1B (ALK4). Validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Human und Maus. Geeignet für Forschung zu Activin-Signalisierung und der TGF- β -Superfamilie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ACVR1B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ALK4; SKR2; ACTRIB; ACVRLK4; ACVR1B
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	91
Gen-ID	91
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 24-126 von humanem ACVR1B (NP_004293.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P36896
Proteingewicht	57kDa
Versand	Eisbeutel