

Anti-Acvr1C-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Ner5

Artikelnummer: CM0014528

Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen ACVR1C (Activin-Rezeptor Typ-1C/ALK7). Getestet in WB, IHC-P, ELISA mit Reaktivität gegen Mensch, Maus, Ratte. Geeignet für die Forschung an TGF-beta-Signalgebung und der Funktion von Pankreas-Beta-Zellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ACVR1C Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ALK7; ACVRLK7; ACVR1C
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	130399
Gen-ID	130399
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 22-113 von menschlichem ACVR1C (NP_660302.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8NER5
Proteingewicht	55kDa
Versand	Eisbeutel