

Anti-Acvr2A-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P27037

Artikelnummer: CM0012045



Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes ACVR2A, Activin-Rezeptor Typ 2A. Für WB und ELISA validiert, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet zur Untersuchung von TGF-beta-Signalwegen. – P27037.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO-validiert] ACVR2A-Kaninchen-mAb
Anmerkungen/Alias	ACVR2; ACTRII; 2A
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	92
GeneID	92
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1–100 des humanen ACVR2A entspricht (P27037)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P27037
Proteingewicht	58 kDa
Versand	Kühlakku