

Anti-Acvr2A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P27037

Artikelnummer: CM0022995



Einführung

Hochwertiges ACVR2A Kaninchen pAb validiert für WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reagiert mit humanem, murinem, ratten ACVR2A (58 kDa). Geeignet zur Untersuchung von TGF- β /Activin-Signalgebung und Rezeptorbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ACVR2A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ACVR2; ACTRII; ACVR2A
Spezies	Human
GeneID (Human)	92
GeneID	92
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P27037
Proteingewicht	58 kDa
Versand	Eisbeutel