

Anti-Acvr2B Kaninchen-Poliklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q13705

Artikelnummer: CM0026089



Einführung

Hochwertiger kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes ACVR2B, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Ideal für Forschung zur Aktivin-Signalgebung und diagnostische Anwendungen. Detektiert das 58 kDa große Protein.

[Mehr erfahren](#)

Spezifikation	Detail
Produktname	ACVR2B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	HTX4; ACTRIIB; ActR-IIB; ACVR2B
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	93
Gen-ID	93
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-150 von humanem ACVR2B entspricht (NP_001097.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q13705
Proteinmasse	58 kDa
Versand	Eisbeutel