

Anti-Acvrl1/Alk1 Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb Und Elisa - P37023

Artikelnummer: CM0022703



Einführung

ACVRL1 Kaninchen-Polyclonale Antikörper validiert für WB und ELISA. Erkennt human, Maus und Ratte. Rekombinantes Immunogen gerichtet gegen die intrazelluläre Domäne des TGF-beta-Rezeptors ALK1, einem wichtigen Regulator der Angiogenese. 56 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	ACVRL1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	HHT; ALK1; HHT2; ORW2; SKR3; ALK-1; TSR-I; ACVRLK1; ACVRL1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	94
GenID	94
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 234-503 von menschlichem ACVRL1 (NP_001070869.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P37023
Proteinmasse	56 kDa
Versand	Eisbeutel