

Anti-Acy1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q03154

Artikelnummer: CM0014263



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humane Aminoacylase-1 (ACY1). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Kernreagenz für Studien zur N-Acyl-Aminosäure-Hydrolyse und Nierenmetabolismus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ACY1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	ACY-1; ACY1D; HEL-S-5; ACY1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	95
Gen-ID	95
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-408 von humanem ACY1 enthält (NP_001185824.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q03154
Protein-Gewicht	46 kDa
Versand	Eisbeutel