


Anti-Adam10 Polyclonale Antikörper Für Wb, If/Icc, Fc, Elisa - O14672

Artikelnummer: CM0029841



Einführung

ADAM10 Kaninchen-polyclonale Antikörper für Western Blot, Immunfluoreszenz/ICC, Durchflusszytometrie und ELISA. Erkennt humanes und Ratten-ADAM10, eine wichtige Sheddase, die an Neurobiologie, Entzündungen und Krebs beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ADAM10 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliae	RAK; kuz; AD10; AD18; MADM; CD156c; CDw156; HsT18717; ADAM10
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	102
GeneID	102
Immunogen	Rekombinantes Protein entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 214-672 von humanem ADAM10 (NP_001101.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	O14672
Proteinmasse	84 kDa
Versand	Eisbeutel