

Anti-Adam11 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - 075078

Artikelnummer: CM0015418

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ADAM11 (Disintegrin- und Metalloproteinase-Domäne enthaltendes Protein 11), validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Für neurowissenschaftliche Studien zur synaptischen Funktion und Hirnentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ADAM11 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MDC; ADAM11
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	4185
GeneID	4185
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 290-430 von humanem ADAM11 (NP_002381.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O75078
Proteingewicht	83kDa
Versand	Eisbeutel