

Anti-Adam15-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q13444

Artikelnummer: CM0008672

Einführung

Hochwertiger monoklonaler ADAM15-Kaninchenantikörper für WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Studien zur Zelladhäsion, Wundheilung und Krebsmetastasierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ADAM15-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	MDC15; ADAM15
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8751
Immunogen	Synthetisches Peptid, entsprechend den Aminosäuren 200-300 des humanen ADAM15 (Q13444)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13444
Proteinmolekulargewicht	55 kDa/88 kDa/89 kDa/90 kDa/93 kDa
Versand	Kühlakku