

Anti-Adam15 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q13444

Artikelnummer: CM0029727

Einführung

Kaninchen-polyklonaler ADAM15-Antikörper für WB, IF/ICC und ELISA-Anwendungen, reaktiv mit humanen, murinen und rattigen Proben. Geeignet für Forschung zu Wundheilung, Zelladhäsion und Angiogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ADAM15 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MDC15; ADAM15
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8751
GenID	8751
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 540-700 von humanem ADAM15 (NP_003806.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13444
Proteingewicht	93kDa
Versand	Eisbeutel