

Anti-Adam17 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P78536

Artikelnummer: CM0014788



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ADAM17, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von TNF-alpha-Shedding, Notch-Signalisierung und Entzündungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ADAM17 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CSVP; TACE; NISBD; ADAM18; CD156B; NISBD1; ADAM17
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6868
GenID	6868
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 700-824 von humanem ADAM17 (NP_003174.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P78536
Proteingewicht	93kDa
Versand	Eisbeutel