

Anti-Adam22 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9P0K1

Artikelnummer: CM0013385



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes ADAM22 (Disintegrin- und Metalloproteinase-Domänen-haltiges Protein 22). Validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für Neurowissenschaften und Gliomforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ADAM22 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MDC2; DEE61; EIEE61; ADAM 22; ADAM22
Spezies	Human
GeneID (Human)	53616
GeneID	53616
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 223-400 von humanem ADAM22 (NP_004185.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9P0K1
Proteingewicht	100kDa
Versand	Eistasche