

Anti-Adam23-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 075077

Artikelnummer: CM0014826

Einführung

Kaninchen-polyklonaler ADAM23-Antikörper, validiert für WB und ELISA; reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Zielt auf das nicht-katalytische metalloprotease-ähnliche Protein ab, das an der Zelladhäsion beteiligt ist und im Gehirn stark exprimiert wird.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ADAM23 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MDC3; MDC-3; ADAM23
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8745
Gen-ID	8745
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 350-500 von humanem ADAM23 (NP_003803.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	075077
Proteingewicht	92kDa
Versand	Eisbeutel