

Anti-Adam28 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Ukq2

Artikelnummer: CM0014538

Einführung

Kaninchen-polyklonaler ADAM28-Antikörper validiert für Western Blot und ELISA. Reagiert mit humanem und murinem ADAM28, einer Disintegrin-Metalloproteinase, die an Lymphozytenmigration und Ektodomänen-Abshedding beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ADAM28 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	MDCL; MDC-L; eMDCII; ADAM 28; eMDC II; ADAM28
Spezies	Mensch
GenID (menschlich)	10863
GenID	10863
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 199-440 von humanem ADAM28 (NP_055080.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9UKQ2
Proteingewicht	87 kDa
Versand	Eisbeutel