


Anti-Adam33 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Bz11

Artikelnummer: CM0026267



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ADAM33, validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ziel ist die Metalloprotease, die an Angiogenese, Zellproliferation und Cytokin-Shedding beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ADAM33 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	C20orf153; DJ964F7.1; ADAM33
Spezies	Human
GeneID (Human)	80332
GeneID	80332
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 500-700 von humanem ADAM33 (NP_001269376.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9BZ11
Protein-Gewicht	88kDa
Versand	Eisbeutel