

Anti-Adam5 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q6Nvv9

Artikelnummer: CM0025792

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen ADAM5, ein putatives nicht-katalytisches Metalloprotease, das hoch im Hoden exprimiert wird, validiert für Western Blot und ELISA in menschlichen und Maus-Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ADAM5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ADAM5P; TMDCl; ADAM5
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	255926
Gen-ID	255926
Immunogen	Synthetisches Peptid; Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 250-350 von menschlichem ADAM5 (Q6NVV9) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q6NVV9
Proteingewicht	47kDa
Versand	Eisbeutel