

Anti-Adam8 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P78325

Artikelnummer: CM0016886



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches ADAM8 gerichtet ist, geeignet für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus- und Ratten-ADAM8. Ideal zur Untersuchung von Leukozyten-Extravasation, Metalloprotease-Aktivität und Entzündungsprozessen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ADAM8 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	MS2; CD156; CD156a; ADAM8
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	101
Gen-ID	101
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 17-300 von menschlichem ADAM8 (NP_001100.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P78325
Proteingewicht	89kDa
Versand	Eisbeutel