

Anti-Anti-Adam9 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q13443

Artikelnummer: CM0007495

Einführung

Kaninchen monoklonaler ADAM9-Antikörper, validiert für WB, IF-P, IHC-P, ELISA; reagiert mit Mensch, Maus, Affe. ADAM9 ist eine Metalloprotease, die an der Zelladhäsion, Migration und Tumorangiogenese beteiligt ist. Ideal für Krebs- und Zellbiologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ADAM9 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	MCMP; MDC9; CORD9; Mltng; ADAM9
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8754
GenID	8754
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 29-210 von menschlichem ADAM9 (NP_003807.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Affe
SWISS	Q13443
Proteingewicht	91kDa
Versand	Eisbeutel