

Anti-Adamts1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Uhi8

Artikelnummer: CM0016628



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ADAMTS1 (METH1). Validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Molekulargewicht: 105 kDa. Geeignet für die Forschung an extrazellulärer Matrix und Angiogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	ADAMTS1 Kaninchen pAb
Bemerkungen / Alias	C3-C5; METH1; ADAMTS1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9510
GenID	9510
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 718-967 von humanem ADAMTS1 (NP_008919.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UHI8
Proteingewicht	105 kDa
Versand	Eisbeutel