

Anti-Adamts13 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q76Lx8

Artikelnummer: CM0026274



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes ADAMTS13 (vWF-spaltende Protease). Geeignet für WB, IF/ICC, ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-ADAMTS13. Forschungsreagenz für Studien zur Hämostase und thrombotischen Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ADAMTS13 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	VWFCP; C9orf8; vWF-CP; ADAM-TS13; ADAMTS-13; ADAMTS13
Spezies	Human
Gen-ID	11093
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 50-300 des humanen ADAMTS13 entspricht (NP_620594.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q76LX8
Proteingewicht	154 kDa
Versand	Eisbeutel