

Anti-Adamts2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O95450

Artikelnummer: CM0017949

Einführung

Hochwertiger Anti-ADAMTS2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper für Western Blot und ELISA. Reagiert mit humanem und ratten ADAMTS2, einer Prokollagen-N-Proteinase, die für die Kollagenfibrillenassemblierung essentiell ist. Geeignet für die Erforschung der extrazellulären Matrix und des Bindegewebes.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ADAMTS2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NPI; PNPI; PCINP; PCPNI; PCI-NP; PC I-NP; ADAM-TS2; ADAMTS-2; ADAMTS-3; EDSDERMS; ADAMTS2
Spezies	Human
GeneID (Human)	9509
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz der Aminosäuren 1029-1213 von humanem ADAMTS2 (O95450) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Ratte
SWISS	O95450
Protein-Gewicht	135kDa
Versand	Eisbeutel