


Anti-Adamts4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O75173

Artikelnummer: CM0024311



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes ADAMTS4 (Aggrecanase-1). Validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Forschung zu Arthritis, Knorpelabbau und Alzheimer-Krankheit.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ADAMTS4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ADMP-1; ADAMTS-2; ADAMTS-4; ADAMTS4
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9507
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die die Aminosäuren 74-318 von humanem ADAMTS4 (NP_005090.3) umfasst
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O75173
Proteingewicht	90 kDa
Versand	Eisbeutel