


Anti-Adamts5-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Una0

Artikelnummer: CM0024878



Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper, der gegen humanes ADAMTS5 (Aggrecanase-2) gerichtet ist, für Western Blot (WB) und ELISA-Anwendungen. Erkennt humanes, murines und rattiges ADAMTS5 mit einem Molekulargewicht von ca. 101 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ADAMTS5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ADAMTS5; ADAM-TS 11; ADAM-TS 5; ADAM-TS5; ADAMTS-11; ADAMTS-5; ADAMTS11; ADMP-2; ADAM-TS11
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	11096
GenID	11096
Immunogen	Synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 601-700 von humanem ADAMTS5 (NP_008969.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UNA0
Proteingewicht	101kDa
Versand	Eisbeutel