


Anti-Adamts5 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Una0

Artikelnummer: CM0005631



Einführung

Dieser rekombinante Kaninchen monoklonale Antikörper zielt auf humanes ADAMTS5 (Aggrecanase-2) ab und zeigt Kreuzreaktivität mit Maus, validiert für WB und ELISA. Ideal für Studien zur extrazellulären Matrix-Degradation, Geweberemodellierung und Proteasenfunktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ADAMTS5 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ADMP-2; ADAM-TS5; ADAMTS-5; ADAMTS11; ADAM-TS 5; ADAMTS-11; ADAM-TS 11; ADAMTS5
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	11096
GeneID	11096
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 601-700 von humanem ADAMTS5 (NP_008969.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9UNA0
Protein-Gewicht	102 kDa
Versand	Eisbeutel