

Anti-Adamts7 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb & Elisa - Q9Ukp4

Artikelnummer: CM0019040

Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen humanes ADAMTS7, validiert für WB und ELISA. Geeignet für die Untersuchung der Metalloprotease-Funktion bei der Remodellierung der extrazellulären Matrix und verwandten Krankheiten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ADAMTS7 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ADAM-TS7; ADAMTS-7; ADAM-TS 7; ADAMTS7
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	11173
GenID	11173
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1600-1686 von humanem ADAMTS7 (NP_055087.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9UKP4
Proteingewicht	184kDa
Versand	Eisbeutel