

Anti-Adamtsl1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q8N6G6

Artikelnummer: CM0028517

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes ADAMTSL1, geeignet für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Rekombinantes Protein-Immunogen. Für Studien an Skelettmuskel und extrazellulärer Matrix.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ADAMTSL1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	C9orf94; PUNCTIN; ADAMTSR1; ADAMTSL-1; ADAMTSL1
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	92949
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1483-1762 von humanem ADAMTSL1 (NP_001035362.3) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8N6G6
Proteingewicht	62kDa
Versand	Eisbeutel