


Anti-Adar1 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P55265

Artikelnummer: CM0002402



Einführung

Hochwertiger Anti-ADAR1 Kaninchen-monoklonaler Antikörper validiert für Western Blot und ELISA Anwendungen. Spezifisch für humanes ADAR1 (P55265), eine 136 kDa doppelsträngige RNA-spezifische Adenosindeaminase, die an der A-zu-I-RNA-Editierung beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ADAR1 Kaninchen mAb
Anmerkungen/Alias	DSH; AGS6; G1P1; IFI4; P136; ADAR1; DRADA; DSRAD; IFI-4; K88DSRBP
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	103
GenID	103
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 200-300 des menschlichen ADAR1 (P55265) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P55265
Proteingewicht	136kDa
Versand	Eisbeutel