


Anti-Adar1 Kaninchen-Polyclonal-Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P55265

Artikelnummer: CM0027006



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-Polyclonal-Antikörper gegen humanes ADAR1, validiert für WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung von A-zu-I-RNA-Editing, antiviral Immunität und Krebsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ADAR1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliaße	DSH; AGS6; G1P1; IFI4; P136; ADAR1; DRADA; DSRAD; IFI-4; K88DSRBP
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	103
GeneID	103
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-299 von humanem ADAR1 entspricht (NP_001102.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P55265
Proteingewicht	136 kDa
Versand	Eisbeutel