

Anti-Adarb1-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P78563

Artikelnummer: CM0020514



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Anti-ADARB1-Kaninchenantikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-ADARB1 (81 kDa). Ideal für die Erforschung der A-zu-I-RNA-Editierung und neurologischer Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ADARB1-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Aliase	RED1, ADAR2, DRABA2, DRADA2, NEDHYMS, ADARB1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	104
GeneID	104
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 180-380 des humanen ADARB1 (NP_001103.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P78563
Proteingewicht	81 kDa
Versand	Kühlakku