


Anti-Adcy10/Sac Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q96Pn6

Artikelnummer: CM0019090



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches ADCY10 (lösliche Adenylylcyclase) gerichtet ist und für WB- und ELISA-Anwendungen validiert wurde. Reagiert mit menschlichen und Maus-Proben; ideal für cAMP-Signalweg- und Fruchtbarkeitsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ADCY10 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SAC; HCA2; SACI; Sacy; hsAC; HEL-S-7a; ADCY10
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	55811
GenID	55811
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-290 von menschlichem ADCY10 (NP_060887.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q96PN6
Proteingewicht	187kDa
Versand	Eisbeutel