

Anti-Adcy2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q08462

Artikelnummer: CM0029924

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches ADCY2, validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung der cAMP-Signalgebung, GPCR-Wegen und der Expression in Nebennieren-/Hirngewebe.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ADCY2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AC2; HBAC2; ADCY2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	108
Gen-ID	108
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 430-600 von menschlichem ADCY2 (NP_065433.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q08462
Proteingewicht	124kDa
Versand	Eisbeutel