

Anti-Adcyap1R1 (Pac1) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P41586

Artikelnummer: CM0025214



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ADCYAP1R1 (PAC1/PACAP-Rezeptor), validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus, Ratte. Ideal für GPCR-Signalisierung und Neurowissenschaften.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ADCYAP1R1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PAC1; PAC1R; PACAPR; PACAPRI; ADCYAP1R1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	117
GenID	117
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 25-140 von humanem ADCYAP1R1 (NP_001109.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P41586
Proteingewicht	53kDa
Versand	Eisbeutel