


Anti-Adenosin-Desaminase (Ada) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P00813

Artikelnummer: CM0013439



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliche Adenosin-Desaminase (ADA) gerichtet ist. Validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch und Ratte. Geeignet für die Forschung zu Purin-Stoffwechsel, T-Zell-Aktivierung und Adenosin-Signalisierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Adenosin-Desaminase (ADA) Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ADA1; Adenosin-Desaminase (ADA)
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	100
Gen-ID	100
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-363 der menschlichen Adenosin-Desaminase (ADA) (NP_000013.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P00813
Proteingewicht	41kDa
Versand	Eisbeutel