


Anti-Adenosylhomocysteinase (Ahcy/Sahh) Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Western Blot Und Elisa - P23526

Artikelnummer: CM0011887



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes AHCY (SAHH), validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung des Ein-Kohlenstoff-Stoffwechsels und Homocystein-Signalwege.

[Mehr erfahren](#)

Produktname	AHCY Kaninchen mAb
Anmerkungen/Alias	SAHH; adoHcyase; AHCY
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	191
GeneID	191
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 300-400 von humanem AHCY (P23526) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P23526
Proteingewicht	48 kDa
Versand	Eisbeutel