

Anti-Adenylat-Kinase 4 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P27144

Artikelnummer: CM0004223



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humane Adenylat-Kinase 4 (AK4), geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Ratte. Ideal für Studien zur mitochondrialen Nukleotid-Homöostase, AMPK-Signalgebung und oxidativem Stress.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Adenylat-Kinase 4 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	AK3; AK 4; AK3L1; AK3L2; Adenylat-Kinase 4
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	205
Gen-ID	205
Immunogen	Synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 1-100 der humanen Adenylat-Kinase 4 (P27144) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Ratte
SWISS	P27144
Protein-Gewicht	25kDa
Versand	Eisbeutel