


Anti-Adgrb3-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O60242

Artikelnummer: CM0017197



Einführung

Anti-ADGRB3-Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Zielstruktur ist der humane Adhäsions-G-Protein-gekoppelte Rezeptor B3 (BAI3), ein Regulator der Synaptogenese und Myoblastenfusion. Für die IVD-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ADGRB3-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	BAI3; ADGRB3
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	577
GeneID	577
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine der Aminosäuresequenz 70-280 des humanen ADGRB3 (NP_001695.1) entsprechende Sequenz enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O60242
Proteingewicht	172 kDa
Versand	Eisbeutel