

Anti-Adgrl4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Hbw9

Artikelnummer: CM0014869



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ADGRL4 (ELTD1/ETL) für Western Blot (WB) und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Validiert für die Angiogeneseforschung, 78 kDa, Swiss-Prot Q9HBW9.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ADGRL4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ETL; ELTD1; KPG_003; ADGRL4
Spezies	Human
GeneID (Human)	64123
GeneID	64123
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 110-406 von humanem ADGRL4 (NP_071442.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9HBW9
Protein-Gewicht	78kDa
Versand	Eistasche