

Kaninchen-Polyklonaler Anti-Adh1A/Adh1B/Adh1C-Antikörper Für Wb - P07327 / P00325 / P00326

Artikelnummer: CM0021632



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper von CamelBio gegen die Alkoholdehydrogenasen ADH1A/ADH1B/ADH1C. Validiert für WB, IF-P und ELISA in Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Studien zum Alkoholstoffwechsel und zur Leberfunktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ADH1A/ADH1B/ADH1C Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Alias	ADH1A/ADH1B/ADH1C
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	124, 125, 126
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P07327, P00325, P00326
Versand	Kühlakku