

Anti-Adh1B-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P00325

Artikelnummer: CM0018185



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes ADH1B (All-trans-Retinol-Dehydrogenase), validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Ratte. Geeignet für Studien zum Retinoidstoffwechsel, zur Erforschung des Alkoholstoffwechsels und verwandte Anwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ADH1B-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Alias	ADH2; HEL-S-117; ADH1B
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	125
GeneID	125
Immunogen	Rekombinantes Protein: rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 206-375 des humanen ADH1B (NP_000659.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	P00325
Proteingewicht	40 kDa
Versand	Kühlakku