

Anti-Adh4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P08319

Artikelnummer: CM0028576



Einführung

CamelBio bietet einen Anti-ADH4 Kaninchen-Polyklonalen Antikörper an, der für WB und ELISA in humanen Proben validiert ist, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus. Ideal für die Retinol-Stoffwechsel- und Alkoholdehydrogenase-Forschung. Entdecken Sie zuverlässige IVD-Rohmaterialien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ADH4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ADH-2; HEL-S-4; ADH4
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	127
GenID	127
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-380 von humanem ADH4 (NP_000661.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P08319
Proteinmasse	40kDa
Versand	Eisbeutel