

Anti-Adh5/Gsnor-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P11766

Artikelnummer: CM0015376



Einführung

CamelBio liefert einen validierten Anti-ADH5/GSNOR Kaninchen-Polyklonaler Antikörper für WB, IF/ICC und ELISA. Zielt auf menschliches, murines und rattiges ADH5 ab, eine wichtige Formaldehyd- und S-Nitrosoglutathion-Reduktase. Ideal für die Forschung zu oxidativem Stress und Stickstoffmonoxid-Signalisierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ADH5/GSNOR Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FDH; ADHX; ADH-3; AMEDS; BMFS7; FALDH; GSNOR; GSH-FDH; HEL-S-60p; ADH5/GSNOR
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	128
Gen-ID	128
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-374 von menschlichem ADH5/GSNOR (NP_000662.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P11766
Proteingewicht	40kDa
Versand	Eisbeutel