

Anti-Adh5/Gsnor Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P11766

Artikelnummer: CM0023703



Einführung

Hochspezifischer Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen ADH5/GSNOR (Alkoholdehydrogenase Klasse 3), validiert für WB, IF/ICC und ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Studien zur Formaldehyd-Entgiftung und S-Nitrosylierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ADH5/GSNOR Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliae	FDH; ADHX; ADH-3; AMEDS; BMFS7; FALDH; GSNOR; GSH-FDH; HEL-S-60p; ADH5/GSNOR
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	128
Gen-ID	128
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-374 des menschlichen ADH5/GSNOR (NP_000662.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P11766
Proteingewicht	40 kDa
Versand	Eisbeutel