

Anti-Adh7 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P40394

Artikelnummer: CM0027800



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ADH7 (Retinol-Dehydrogenase). Validiert für WB, IF/ICC und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung des Retinoid-Stoffwechsels und der Aldehyd-Entgiftung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ADH7 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ADH4; ADH7
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	131
GeneID	131
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-386 des humanen ADH7 (NP_000664.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P40394
Proteingewicht	41kDa
Versand	Eisbeutel